

# Immunhisztokémiai Info'

## Immunhisztokémiai Továbbképzés!



2012. március 29-30-án tartjuk az idei első továbbképzésünket.

**A helyszín változott:** ismét a Hotel Laterumban lesz. Itt lehetőség van 3 ágyas szobát is foglalni. Akik már kaptak jelentkezési lapot Hotel Pátia helyszínnel, az továbbra is érvényes és elfogadjuk a jelentkezést. Friss jelentkezési lap és előzetes program mellékelve.


## Kit akciók februárban

A 2011-es év végi akciókat - a nagy sikerre való tekintettel – februárban is folytatjuk.

### Emlőrák kit (kód: A40010.K)

Specifititás	Klón	Mennyiség
Estrogen Receptor	SP1	5 ml RTU
Progesterone Receptor	SP2	5 ml RTU
c-erbB-2	SP3	5 ml RTU
Ki-67	SP6	5 ml RTU
HISTOLS-R	PO jelölt mikropolimer, anti nyúl Ig	4x5 ml

### Nem-kissejtes tüdőrák kit (kód: A40013.K)



CK18, adenocarcinoma

Specifititás	Klón	Mennyiség g
NapsinA	KCG1.1	5 ml RTU
CK5	XM26	5 ml RTU
CK18	DC10	5 ml RTU
p63	Y4A3	5 ml RTU
HISTOLS-M	PO jelölt mikropolimer, anti egér Ig	4x5 ml


A kit összetételét tekintve a tüdő laphámrák és adenocarcinoma differenciáldiagnosztikájában nyújt segítséget az ezen szakterülettel foglalkozók számára.

### Prosztata (PIN) kit (kód: A10050.K)

Specifititás	Klón	Mennyiség
p63+p504s	Y4A3+13H4	5 ml RTU
HISTOLS-MR	PO jelölt mikropolimer, anti nyúl&anti egér Ig	5 ml RTU

Megjegyzés: az 5 ml előrehígított antitest mindkét specifitást tartalmazza

## Új termékek



CD117, naevus

Katalógusszám: **10085, CD34 (QBEND10)**. Információnk szerint több forgalmazónál megszűnt ez a specifitás.

Katalógusszám: **10086, CD117/C-kit**.

További információ:

Hisztopatológia Kft.  
7632 Pécs Akác u. 8.  
tel/fax: 72 516 490

e-mail: [histopat@histopat.hu](mailto:histopat@histopat.hu) honlap: [www.histopat.hu](http://www.histopat.hu)

Árajánlat kérés és megrendelés: IZINTA Kft. tel: 06 1 392 2654  
E-mail: [czirae@izinta.hu](mailto:czirae@izinta.hu)

## Termékeink a nemzetközi szakirodalomban

Továbbra is örömmel tapasztaljuk, hogy reagenseinket és műszereinket nemcsak hazánkban, hanem külföldön is pozitív visszajelzésekkel alkalmazzák és folyóiratokban publikálják.

A legfrissebb referenciák:

1. Thoroddsen A et al. The Water Permeability Channels Aquaporins 1-4 Are Differentially Expressed in Granulosa and Theca Cells of the Preovulatory Follicle during Precise Stages of Human Ovulation. *J Clin Endocrinol Metab* 96:1021-8 (2011).
2. Attila M. Szasz et al. Identification of a claudin-4 and E-cadherin score to predict prognosis in breast cancer *Cancer Science* 102: 12 ;2248–2254 (2011).

## Lab Vision

Szeretnénk felhívni a Labvision/ThermoScientific termékeit használó partnereink figyelmét, hogy a LabVision honlapját látogatva - a már ismert és bevált ellenanyagok és reagensek mellett - új termékekkel is találkozhatnak (pl. Recombinant proteins/Arrays).

[www.labvision.com](http://www.labvision.com)