

VERSA™ folyadékkezelő automaták


Az Aurora Instruments Ltd. **VERSA™** folyadékkezelő automata készülékei pontosak, magas kihozatalú tesztek lehetővé, miközben minimalizálják a munkafolyamatokra fordított időt. A **VERSA™** széria készülékei sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé azért, hogy többféle méretben kaphatóak, széles térfogattartományban mérnek és további kiegészítőkkel bővíthetők.

Felhasználási területek:

- ✓ Tudományos kutató laborokban
- ✓ Gyógyszerkutatás és fejlesztés
- ✓ Állatgyógyászat
- ✓ Törvényszéki orvostan
- ✓ Mezőgazdasági kutatás és monitorozás
- ✓ Élelmiszerkutatás

A **VERSA™** rendszerek előnyei:

- ✓ a kétféle robotkar funkció lehetővé teszi a folyadékok kimérését és a lemezek mozgatását
- ✓ széles térfogattartományban mér (a nanoliteres tartományban is)
- ✓ a nanopipettor megbízható és reprodukálható eredményeket biztosít
- ✓ a reagens adagoló rendszer 8-féle különböző reagens gyors kimérését teszi lehetővé
- ✓ a készülékek további kiegészítőkkel bővíthetők
- ✓ a széles térfogattartománynak köszönhetően (30nl-1ml) könnyen megoldható a párhuzamos hígítás
- ✓ a **VERSAware** megbízható, felhasználó barát folyamat-ellenőrző vezérlő szoftver
- ✓ a **VERSA™** folyadékkezelő automaták kis alapterületűek (55*55cm)
- ✓ kívánságra UV lámpával és HEPA szűrővel felszerelt tetővel is megrendelhető



A **VERSA™** Mini PCR robot munkaasztala

A készülékekről bővebb információt a www.aurora-instr.com oldalon olvashat.

Érdeklődés: Erdei Sára (erdei.sara@izinta.hu) és Koncz Sándor (skoncz@izinta.hu).

IZINTA Kereskedelmi Kft., 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.,
Tel.: 392-2654...58, Fax: 392-2651, 700-1811, web: www.izinta.hu