

Atlantis microplate washer

- ✓kedvező ár/érték arány
- ✓használata egyszerű és kényelmes
- ✓az aspirációs pumpa csendes, az elosztó rendszer nyomásmentes, így a folyadék tartályok mérete szabadon változtatható
- ✓20 mosási ciklus lehetősége programonként, alsó és túlfolyásos mosás, rázás funkciók
- ✓50 különböző program tárolható és 20-féle lemez típus definiálható
- ✓a lemez-továbbító forgatható, ami megkönnyíti a tisztítást és a váltást a különböző lemez típusok között
- ✓precíz pozicionálás az egyedülálló érzékelőnek köszönhetően
- ✓az automatikus öblítés megakadályozza a csövek eltömődését
- ✓pontos és csendes
- ✓folyadékszint mérővel (opcionális) elkerülhető a mosó üvegek kiürülése és túlfolyása



A termékekről bővebb információt a www.biochrom.co.uk oldalon olvashat.

Érdeklődés: Erdei Sára (erdei.sara@izinta.hu); Koncz Sándor (skoncz@izinta.hu);