




GelRed™ & GelGreen™ KARÁCSONYI AKCIÓ



- ✓ Gelred és Gelgreen a létező legérzékenyebb gél festékek.
- ✓ Rendkívül **stabil festékek**, **szobahőmérsékleten tárolható**, agarózzal együtt mikrohullámú sütőben **melegíthető**.
- ✓ Ames teszttel bizonyított, hogy **sokkal kevésbé mutagén**, mint az etidiumbromid.
- ✓ Mind **elő-** mind **utófestésre** alkalmas.
- ✓ Egyszerű festés, nem igényel külön mosást.
- ✓ Sokkal **kevésbé gátolja a DNS-t**, az **RNS-t** a gélben való mozgásban, mint a SYBR Green I (*Ochta et al., Mut.Res 492; 2001*).
- ✓ **Hagyományos UV transzilluminátorral is használható**, valamint Gel Reader készülékkel a látható tartományban is detektálható.
- ✓ **GelRed** azonos hullámhosszon mérhető, mint az etidium bromid (**312 nm**); míg a **GelGreen** a SYBR Greenhez hasonlóan **254 nm** UV transzilluminátorral vagy Gel Reader készülékkel **látható tartományban**.

Az akció 2018. december 31-ig beérkező rendelésekre vonatkozik.

Áraink nettó árak, nem tartalmazzák a 27% ÁFA értékét és magyar forintban értendők.
Izinta Kereskedelmi Kft. Telefon:+3613922654, Fax:+3617001811, Email: info@izinta.hu

Katalógus szám	Termék megnevezés	Kiszerezés	AKCIÓS Nettó eladási (Ft)
41002	GelRed Nucleic Acid Stain, 10,000X in DMSO	0.5 ml	40 320 32 256
41003	GelRed Nucleic Acid Stain, 10,000X in water	0.5 ml	42 240 33 792
41004	GelGreen Nucleic Acid Stain, 10,000X in DMSO	0.5 ml	36 480 29 184
41005	GelGreen Nucleic Acid Stain, 10,000X in water	0.5 ml	40 320 32 256

A nettó ár már tartalmazza a szállítási és egyéb járulékos költségeket.

Az akció 2018. december 31-ig beérkező rendelésekre vonatkozik.

Áraink nettó árak, nem tartalmazzák a 27% ÁFA értékét és magyar forintban értendők.
Izinta Kereskedelmi Kft. Telefon:+3613922654, Fax:+3617001811, Email: info@izinta.hu