


# Allplex CT/NG/MG/TV Assay és Allplex STI Essential Assay

A szexuális úton terjedő (STI) fertőzések túlnyomórészt védekezés nélküli szexuális érintkezéssel terjednek. A magas fertőzési ráta és a társfertőzések miatt fontos az STI pontos kórokozóinak megtalálása. Gyakran tünetmentes is lehet a fertőzés, akár számos kis-medencei gyulladáshoz vezetve kezelést igényel. A korai megelőzés érdekében kulcsfontosságú és elengedhetetlen az ezirányú laboratóriumi vizsgálat.

## Előnyei:

- Multiplex detektálás
- Széles mintavételi lehetőség
- Magas specificitás
- Elérhető 25-50-100 darabos teszt kiszárazásokban
- Gyors PCR TAT - csökkentett teszt idő



Az Allplex CT/NG/MG/TV Assay és az Allplex STI Essential Assay egy multiplex RT PCR vizsgálat, amelyek egy időben több kórokozót képesek azonosítani.